

# Gamade electrodos

Electrodos para cada aplicación, con calibración y mantenimiento y soluciones de mantenimiento, para mediciones en laboratorio o sobre el terreno







## Electrodos de pH estándares

La medida del pH implica dos electrodos: el electrodo indicador (o de medida), que consta de una membrana de vidrio y es sensible a los iones hidronio, y que proporciona una tensión proporcional a la actividad de los iones H+, y el electrodo de referencia, que proporciona un potencial constante. El instrumento mide la diferencia de potencial (mV) entre el electrodo de medida y el electrodo indicador, que luego convierte en unidades de pH.

Los electrodos pueden alojarse en un mismo cuerpo, en cuyo caso se habla de electrodo «combinado», o utilizarse por separado. Los electrodos combinados tienen la ventaja de ser más fáciles de manejar en comparación con un sistema de electrodos separados.





Tipo BNC Ref-BNC



Tipo S7 para enroscar Ref-S7



Tipo DIN Ref-DIN



Tipo TV Ref-TV



Tipo Banana 2 mm **Ref-BA2** 




Tipo Banana 4 mm Ref-BA4



Tipo Jack Ref-JACK



Tipo DIN 5 pines





	Referencia	BRV1H	XRV1H	LRV7	BRV4H	BRV4H-S7-130
	Rango pH	0-12	0-12	0 - 14	0-12	
	Boquilla	Esfér	rica	Puntiaguda	Mic	ro
	Material del cuerpo del electrodo	Vidrio	PVC	PVC	Vid	rio
	Sistema de referencia	Ag/AgCl				
	Electrólito de referencia	De llenado l	(Cl 1 mol/L	Polímero	De llenado KCl 1 mol/L	
	Unión	Cerán	nica	Cerámica y abierta	Cerámica	
	Sensor de temperatura	No				
	Temperatura de uso	0 a 80 °C	0°C		0 a 80 °C	
	Ø y longitud debajo tapa (mm)	12 x 1	120	6 (extremo) x 123	6,5 (extremo) x 123	6,5 (extremo) x 185
	Longitud del cable			1 m		
	Conectores BNC	BRV1H-BNC	XRV1H-BNC	P01715019	BRV4H-BNC	-
as	Conectores S7 (para enroscar)	BRV1H-S7	XRV1H-S7	-	BRV4H-S7	BRV4H-S7-130
Referencias	Conectores DIN	-	XRV1H-DIN	-	-	-
æ j	Conectores DIN con 8 pines herméticos	-	-	P01715020	-	-
	Conectores TV	BRV1H-TV	XRV1H-TV	-	-	-
	Aplicaciones recomendadas	Uso general	Uso general Electrodo protegido	Para productos semisólidos Adecuado para la industria agroalimentaria	Pequeños volúmenes 0,5 ml	Larga varilla de 130 mm Pequeños volúmenes 0,5 ml

## Electrodos de pH estándares

Un sistema de electrodos separados (o semicelda) incluye un electrodo de medida y un electrodo de referencia. Este sistema es apreciado en la docencia, ya que permite un enfoque didáctico de la medida del pH. Este montaje también se utiliza cuando la vida útil de estos dos electrodos no es similar.

Electrodos de pH separados



## Electrodos redox estándares

El potencial de reducción (o potencial redox) permite evaluar la capacidad de una solución para ganar o perder electrones (se habla de la actividad de los electrones). Esta medida se basa en una diferencia de potencial (en mV) medida entre un electrodo indicador (o de medida) y un electrodo de referencia. El electrodo indicador redox está compuesto por un metal inerte capaz de ganar o perder electrones. Al igual que los electrodos de pH, los electrodos redox pueden alojarse en el mismo cuerpo o utilizarse por separado.

Electrodos redox combinados y separados



## Electrodos redox estándares para argentometría

Los electrodos redox de plata se utilizan habitualmente para las titulaciones argentométricas. La diferencia de potencial se mide mediante un electrodo que suele estar compuesto por un alambre o una varilla de plata. Estos electrodos se utilizan para soluciones que contienen iones de plata.

**Electrodos** argentometría combinados y separados

Referencia

Rango redox Material del cuerpo

del electrodo

Unión

Sistema de referencia

Sensor de temperatura


Temperatura de uso

debajo tapa (mm) Longitud del cable **Conectores BNC** 

Ø y longitud

**Conectores S7** 

(para enroscar)



## Celdas de conductividad estándares y sensores de temperatura

Existen tres tipos de celdas para medir la conductividad: la celda de dos polos, para medidas clásicas en un rango de conductividades bajas, la celda de cuatro polos, que permite realizar medidas en rangos de conductividades más amplios y que reduce el efecto de polarización, y la celda de inducción, que se utiliza para valores de conductividad extremos y que está más reservada a los profesionales. Cada sonda se caracteriza por su constante de celda, que permite convertir la conductancia medida en conductividad.


Celdas de conductividad y sensores de temperatura



	Referencia	XCPST4	BCP4	XCP4	BT5	BT6
	Rango de conductividad	0.1 μs a 200 mS			Desde 0 °C hasta +90 °C	Desde -10 °C hasta +110 °C
	Material del cuerpo del electrodo	PVC	Vidrio	PVC	Polipropileno	Acero inoxidable
	Tipo de celda	2 polos de platino			-	
	Constante de celda (cm-1)	1			-	
	Sensor de temperatura	Sí Pt100	No		Sí Pt100	Sí Pt1000
	Temperatura de uso	0 a 60 °C	0 a 80 °C	0 a 60 °C	0 a 90 °C	-10 °C a +110 °C
	Ø y longitud debajo tapa (mm)	12 x 115	11 (extremo) x 100	12 x 115	6 (extremo) x 116	5x97
	Longitud del cable			1 m		
Referencias	Conectores 5 polos	XCPST4	-	-	-	-
	Conectores BNC	-	BCP4-BNC	XCP4-BNC	-	-
	Conectores S7 (para enroscar)	-	BCP4-S7	XCP4-S7	-	-
	Conectores banana 4 mm	-	-	XCP4-BA4	-	-
	Conectores RAD	-	-	XCP4-RAD	-	-
	Conectores DIN	-	-	-	BT5-DIN	-
	Conectores Jack	-			BT5-JACK	P01710070
	Aplicaciones recomendadas	Uso general				

# Electrodos específicos para CA 10101 y CA 10141

El pH-metro CA 10101 y el conductímetro CA 10141 son instrumentos de medida portátiles especialmente diseñados por Chauvin Arnoux para las aplicaciones móviles: in situ, en el laboratorio o en producción. Para facilitar el trabajo de campo, estos instrumentos se suministran con sondas que incorporan un sensor de temperatura Pt1000. También están fabricados con materiales resistentes, lo que los hace especialmente duraderos. Los electrodos de pH y redox están combinados e integran un electrolito en gel para reforzar su durabilidad.



Hay disponibles cables adaptadores DIN para el uso de electrodos con conector BNC o para enroscar S7 con un sensor de temperatura (conector Jack).

#### pH-metro CA 10101



Conector DIN macho BNC/Jack hembra P01295501



Conector DIN macho S7/Jack hembra P01295502

#### Conductímetro CA 10141







Conector DIN macho S7/Jack hembra P01710055

## Soluciones tampón pH DIN/NIST

Tampón DIN-NIST pH 1,68	P01700105
Tampón DIN-NIST pH 4,01	P01700106
Tampón DIN-NIST pH 7,00	P01700107
Tampón DIN-NIST pH 9,18	P01700108
Tampón DIN-NIST pH 10,01	P01700109



# Soluciones tampón pH concentradas

Tampón pH 4,00 concentrado	P01700111
Tampón pH 7,00 concentrado	P01700112
Tampón pH 9,00 concentrado	P01700113



## Racores para electrodos roscados S7

S7RAC-R41 S7 to RCA connector	
S7RAC-R44 S7 a conector BNC	0
S7RAC-R46 Conector S7 a conector banana de 1 x 2 mm	9
S7RAC-R47 Conector S7 a conector banana de 1 x 4 mm	9
S7RAC-R48 Conector S7 a 2 conectores banana de 2 mm	
S7RAC-R49 Conector S7 a 2 conectores banana de 4 mm	
S7RAC-R50 Conector S7 a clavija DIN de 5 polos	

# Soluciones tampón de pH certificadas COFRAC

Tampón certificado COFRAC pH 4,005 (x10)	P01700101
Tampón certificado COFRAC pH 6,865 (x10)	P01700102
Tampón certificado COFRAC pH 9,180 (x10)	P01700103
Lote de 3 x 5 tampones pH 4, 7 y 9 certificados COFRAC	P01700104



### Otros accesorios

<b>HEALLPVC</b> Alargadera de electrodo de PVC	
PELECT Soporte para 3 electrodos	1
P01710058 Lengüeta de cierre para electrodo de relleno	Ī
P01710056 Juego de 3 vasos de plástico transparente	

## Soluciones tampón redox

Solución Michaelis 146 mV	P01700110
Tampón redox 220 mV	P01700114
Tampón redox 468 mV	P01700115







¡Siga nuestras noticias y únase a nosotros en nuestras redes sociales!







www.chauvin-arnoux.com





## Soluciones patrón de conductividad

Patrón de conductividad NIST 147 μS/cm	P01700117
Patrón de conductividad NIST 1.408 μS/cm	P01700118
Patrón de conductividad OIML 12,85 mS/cm	P01700119
Patrón de conductividad KCl 1 mol/L	P01700116



Visite nuestro sitio web





906213524 - LB - Ed.1 - 05/2025 - Documento no contractua

92600 Asnières-sur-Seine Tél.: +33 1 44 85 44 85 Fax: +33146277389 info@chauvin-arnoux.fr www.chauvin-arnoux.fr

**ESPAÑA** Chauvin Arnoux Ibérica SA C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta

08025 BARCELONA Tel: +34 934 59 08 11 Fax: +34 934 5914 43 info@chauvin-arnoux.es www.chauvin-arnoux.es

